

Anforderungsliste für das Erstellen einer OnyxCeph³™ Individualanalyse

Folgende Angaben werden prinzipiell benötigt, um eine Individualanalyse zu erstellen:

0. Für welchen Bildtyp soll die Analyse erstellt werden
1. Name der Analyse
2. Liste der zu berechnenden Resultate, bestehend aus
 - 2.1 Kurzbezeichnung des Resultats
 - 2.2 Langname des Resultats
 - 2.3 Definition/Berechnungsvorschrift und Zahl der Nachkommastellen
 - 2.4 Klinische Richtwert (wenn bekannt) *
 - 2.5 Standardabweichungen zum klinischen Richtwert (wenn bekannt) *
 - 2.6 Verbale Aussagen zu Resultatintervallen (wenn bekannt bzw. gewünscht)
3. Eine Skizze der grafischen Durchzeichnung
4. Eine Skizze zum gewünschten Ausdruck (Formular)

* wenn gewünscht, alters- und geschlechtsspezifisch; ethnische Gruppen angeben, wenn abweichend von kaukasisch

Gern können Sie bei den Angaben zu den zu berechnenden Resultaten auch auf bereits installierte Standardanalysen verweisen (siehe OnyxCeph³™ Hauptmenüpunkt Hilfe|Befundlexikon).

Das Erstellen einer Individualanalyse kostet einmalig EUR 290 zzgl. MWSt., wird als Patch ausgeliefert und kann über Menü Optionen|Patch installieren eingespielt werden.
Soll zusätzlich ein Template für ein Druckformular erstellt werden, kostet die pauschal EUR 30 zzgl. MWSt. je Seite.

Weitere Informationen unter www.onyxceph.com



Image Instruments GmbH
Niederwaldstraße 3
D 09123 Chemnitz
Germany
Tel. +49 371 9093 140
Fax +49 371 9093 149
Email info@image-instruments.de
Internet www.image-instruments.de
Register HRB 16678 (Amtsgericht Chemnitz)
Tax-No 214 111 03320
VAT-ID DE 812699756